

www.pro-h.co

Pro-H®

FICHA TÉCNICA | PRODUTOS

Endereço: Rua Silvandir F chaves 208 GP 09-
Lauro de Freitas - Ba

email: vendas@prohhospitalar.com
whatsapp: 71-3379-3988

SUMÁRIO

Avental de Procedimento Manga Longa	3
Avental de Procedimento Manga Curta	4
Avental de Procedimento Sem Mangas	5
Avental de Procedimento Laminado Manga Longa	6
Avental de Procedimento Laminado Manga Curta	7
Avental de Procedimento Laminado Sem Mangas	8
Avental de Procedimento Trilaminado Manga Longa	9
Lençol descartável para maca	10
Touca Descartável	11
Embalagens de Esterilização	12
Touca Descartável para Cabelos Volumosos	13
Compressa de gaze algodoadas	14
Kits Cirúrgicos	15
Avental Cirúrgico	16
Propés Descartáveis	17


Avental de Procedimento

Manga Longa

DESCRIÇÃO

Produto Confeccionado em não tecido Spunbond 100% polipropileno. Manga longa, com punho elástico em lastex ou em malha 100% poliéster Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço Ideal para uso em áreas hospitalares, estéticas e industriais; Oferece segurança e proteção contra respingos nas regiões cobertas, em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.

CÓDIGO: PROCEDSOFTML-01



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110001

DIMENSÕES		
TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80

CORES	BRANCO	AZUL	VERDE			
GRAMATURAS	20g/m ²	30g/m ²	40g/m ²	50g/m ²	60g/m ²	100g M ²

Avental de Procedimento

Manga Curta

DESCRIÇÃO

Produto Confeccionado em não tecido Spunbond 100% polipropileno, Manga Curta. Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço ideal para uso em áreas estéticas e industriais e clínicas de imagem; Oferece segurança e proteção contra respingos nas regiões cobertas, em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.

CÓDIGO: PROCEDSOFTMC-02



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110001

DIMENSÕES		
TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80

CORES	BRANCO	AZUL	VERDE			
GRAMATURAS	20g/m ²	30g/m ²	40g/m ²	50g/m ²	60g/m ²	100g M ²

Avental de Procedimento

Sem Mangas

DESCRIÇÃO

Produto confeccionado em não tecido Spunbond 100% polipropileno. Sem Mangas. Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço Ideal para uso em áreas estéticas e industriais e clínicas de imagem.

CÓDIGO: PROCEDSOFTSM-03



DIMENSÕES		
TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80

Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110001

CORES	BRANCO	AZUL	VERDE			
GRAMATURAS	20g/m ²	30g/m ²	40g/m ²	50g/m ²	60g/m ²	100g M ²


Avental de Procedimento

Laminado Manga Longa

DESCRIÇÃO

Produto confeccionado em não tecido laminado de alta tecnologia, impermeável, que impede a passagem de microorganismos, com uma eficiência de filtração que chega à 98%. Manga longa, com punho elástico em lastex ou em malha 100% poliéster. Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço ideal para uso em áreas hospitalares, CME, clínicas estéticas e indústrias; Oferece segurança e proteção contra respingos nas regiões cobertas, em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.

CÓDIGO: PROCEDSAFEML-01



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110001

DIMENSÕES		
TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80

CORES	BRANCO	AZUL	VERDE			
GRAMATURAS	20g/m ²	30g/m ²	40g/m ²	50g/m ²	60g/m ²	100g M ²

Avental de Procedimento

Laminado Manga Curta

DESCRIÇÃO

Produto confeccionado em não tecido laminado de altatecnologia, impermeável, que impede a passagem de microorganismos, com uma eficiência de filtração que chega à 98%. Manga Curta. Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço. Ideal para uso em áreas hospitalares em exames de imagem, clínicas de estéticas e indústrias; Oferece segurança e proteção contra respingos nas regiões cobertas, em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.

CÓDIGO: PROCEDSAFEMC-02

DIMENSÕES		
TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110005

CORES	BRANCO	AZUL	VERDE			
GRAMATURAS	20g/m ²	30g/m ²	40g/m ²	50g/m ²	60g/m ²	100g M ²


Avental de Procedimento

Laminado Sem Mangas

DESCRIÇÃO

Produto confeccionado em não tecido laminado de alta tecnologia, impermeável, que impede a passagem de microorganismos, com uma eficiência de filtração que chega à 98%. Manga Curta. Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço Ideal para uso em áreas hospitalares em exames de imagem, clínicas de estéticas e indústrias; Oferece segurança e proteção contra respingos nas regiões cobertas, em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.

CÓDIGO: PROCEDSAFESM-03



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110005

DIMENSÕES		
TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80

CORES	BRANCO	AZUL	VERDE			
GRAMATURAS	20g/m ²	30g/m ²	40g/m ²	50g/m ²	60g/m ²	100g M ²


Avental de Procedimento

Trilaminado Manga Longa

DESCRIÇÃO

Indicado para procedimento, que necessite de barreira BFE a líquidos e fluidos para profissionais de saúde Confeccionado em SMMS (não tecido trilaminado com uma camada de Spunbond+ uma camada de MEItblown/filtrobacteriano + uma camada de Spunbond). Manga longa, com punho elástico em lastex ou em malha 100% poliéster Não esteril Possui tiras para ajustes na cintura e pescoço Ideal para uso em áreas hospitalares, CME, clínicas estéticas e industrias; Oferece segurança e proteção contra respingos nas regiões cobertas, em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.

CÓDIGO: PROCEDSHIELDML-01



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110002

DIMENSÕES

TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA
P	1,00	1,40
M	1,10	1,40
G	1,25	1,50
XG	1,50	1,80

CORES

BRANCO

AZUL

VERDE

GRAMATURAS

20g/m²

30g/m²

40g/m²

50g/m²

60g/m²

100g M²

Lençol Descartável

para maca

DESCRIÇÃO

Produzido em TNT (Tecido não tecido) com 100% de polipropileno Com látex ou sem látex, Hipoalérgico, Atóxico, Não estéril. Indicado para Cobertura de Macas hospitalares e macas de Massagem.

Fabricada dentro das normas técnicas de qualidade e segurança.


CÓDIGO: PROCEDSOFTLM-01

DIMENSÕES

2,00 x 0,90 cm

Obs: Outros tamanhos sob encomenda.

Embalagem: Pacote com 10 unidades.



Isetno de Registro Anvisa

CORES

BRANCO

AZUL

VERDE

GRAMATURAS

20g/m²

30g/m²

40g/m²

100g M²

Touca Descartável

DESCRIÇÃO

As Toucas Descartáveis têm como finalidade de uso evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto e resistência. Permitem que o couro cabelo respire mais livremente porque são confeccionadas em não tecido 100 % polipropileno, leve e resistente, que absorve a umidade (suor).

As toucas possuem elásticos revestidos para o ajuste à cabeça do usuário.

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

As Toucas Descartáveis tem como finalidade de uso formar uma barreira mecânica que impede a queda de cabelos em ambiente onde há necessidade de alta limpeza e higiene, evitando a contaminação provocada pelos fios. Produzidas utilizando costura reforçada evitando fios soltos e são macias para evitar desconforto dos usuários.



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110004

GRAMATURAS

20g/m²

30g/m²

40g/m²

50g/m²

Embalagens de Esterilização

DESCRIÇÃO

A **embalagem SMS para esterilização** é um produto criado para envolver dispositivos médicos submetidos a processos de esterilização antes de seu uso.

Para que a **embalagem SMS para esterilização** atue em conformidade nessa diversidade de locais, sua estrutura deve ser proporcional ao tipo de equipamento que embala. Assim, o padrão de produção e comércio da embalagem SMS para **esterilização** é definido em 4 modelos de gramaturas: o de 43g/m², 50g/m² e 60g/m². 160 g/m² Essas gramaturas do produto são compatíveis com a carga que cada uma suporta, são elas até 3.2kg, 4.5kg e 6.4kg, respectivamente à quantidade de gramas da embalagem.

Apesar dessa variação de produtos, a **embalagem SMS para esterilização** é desenvolvida com uma base padronizada que segue normas que estabelecem a composição do material, são feita em polipropileno 100% para que possa atuar sem riscos de acúmulo de eletricidade estática.

Os processos de esterilização podem ser variados de acordo com o local de atuação, portanto, a **embalagem SMS para esterilização** é programada para suportar processos de vapor saturado ou ETO, que utilizam formaldeído como base para a higienização ou mesmo que adequem suas práticas ao uso da irradiação ionizante, cada qual aplicada constantemente e, mesmo assim, sem diminuição do desempenho da embalagem SMS para esterilização. Por isso, para adquirir um produto de qualidade e eficiente, basta contar com uma empresa especializada no segmento.

DIMENSÕES

12X12CM	15X15CM	20X20CM	25X25CM	30X30CM	40X40CM
50X50CM	55X55CM	60X60CM	65X65CM	70X70CM	75X75CM
80X80CM	85X85CM	90X90CM	95X95CM	100X100CM	120X120CM
130X130CM	150X150CM	200x200CM- de 30g/m ² à 160 g/m ²			

Touca Descartável para Cabelos Volumosos

DESCRIÇÃO

As Toucas Descartáveis têm como finalidade de uso evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto e resistência. Permitem que o couro cabelo respire mais livremente porque são confeccionadas em não tecido 100 % polipropileno, leve e resistente, que absorve a umidade (suor).

As toucas possuem elásticos revestidos para o ajuste à cabeça do usuário.

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

As Toucas Descartáveis tem como finalidade de uso formar uma barreira mecânica que impede a queda de cabelos em ambiente onde há necessidade de alta limpeza e higiene, evitando a contaminação provocada pelos fios. Produzidas utilizando costura reforçada evitando fios soltos e são macias para evitar desconforto dos usuários.



Registro Ministerio da Saúde ANVISA - 82808110004

GRAMATURAS

20g/m²

30g/m²

40g/m²

50g/m²

Compressa de Gaze Algodoadada

DESCRIÇÃO

Compressa cirúrgica costurada / para curativo cirúrgico, tecido 100% algodão, medidas: 15 cm x 30 cm, alta absorção, esterilizadas por óxido de etileno. Produzido no Brasil.

INDICAÇÃO

Uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Indicada para coberturas de curativos com exsudação e/ou secreções. Utilizada em procedimentos cirúrgicos e pós-operatórios para absorção de líquidos.



PRECAUÇÕES:

Uso único: Produto descartável, não reutilizar. Usar somente com embalagem íntegra. Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido. Conservar em local limpo, seco, arejado e ao abrigo de luz solar direta.



Produzido em 100% algodão



Uso único, não estéril, conservar em local seco e arejado




Validade 5 anos após a data de fabricação

TAMANHOS

15x30 cm

30x60 cm

Kits Cirúrgicos



COMPOSIÇÃO DO KIT (ITENS INCLUSOS):

- 01 Campo para mesa de instrumental (impermeável)
- 01 Campo cirúrgico superior com reforço
- 01 Campo cirúrgico inferior com reforço
- 02 Campos cirúrgicos laterais com reforço
- 02 Aventais cirúrgicos com punho em malha e fechamento por transpasse
- 02 Toalhas absorventes em não tecido
- 01 Cobertura impermeável para mesa auxiliar
- 01 Cobertura impermeável para mesa Mayo



INDICAÇÃO	Procedimentos cirúrgicos diversos – produto estéril e descartável.
MATERIAL	Não tecido SMS trilaminado, 100% polipropileno, hidrorrepelente e impermeável.
GRAMATURA	60g/m ²
ESTERILIZAÇÃO	Óxido de etileno
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação
APRESENTAÇÃO	24 meses a partir da data de fabricação

Avental Cirúrgico

COMPOSIÇÃO:

TNT 100% polipropileno com barreira contra líquidos.
Punhos: Malha elástica. Fechamento: Tiras para amarração (pescoço e cintura).

INDICAÇÃO DE USO:


Indicado para uso em procedimentos cirúrgicos ou invasivos, garantindo barreira contra fluidos e proteção para o profissional da saúde

INSTRUÇÃO DE USO:

Vestir o avental antes do início do procedimento. Amarrar no pescoço e cintura. Certificar-se de que as mangas cubram completamente os braços até os punhos. Descartar após uso único.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Manter em local seco, ventilado, ao abrigo da luz solar. Transportar em caixas fechadas, evitando contato com superfícies contaminadas.



CORES	BRANCO	AZUL
TAMANHO	ÚNICO	
VALIDADE	3 ANOS	

Propés Descartáveis

MODELOS COMERCIAIS:

Com elástico no tornozelo. Com elástico duplo (tornozelo e sola). Solado reforçado ou simples. Atende a NBR 16693

ACESSÓRIOS E DIFERENCIAIS:

Elástico resistente para melhor fixação ao tornozelo. Pode conter reforço antiderrapante na sola. Modelos com ou sem costura lateral. Fabricação em TNT 100% polipropileno ou laminado

INDICAÇÃO DE USO:

O propé descartável é um item de proteção individual desenvolvido para revestir calçados, prevenindo a contaminação cruzada em ambientes que exigem controle rigoroso de higiene. Seu uso é indicado para: Hospitais, clínicas e consultórios (médicos, odontólogos, veterinários); Laboratórios e áreas limpas, Indústrias alimentícias e farmacêuticas; Visitas técnicas ou operacionais em locais com protocolos sanitários; Procedimentos estéticos e cosméticos.

INDICAÇÃO DE USO:

Certifique-se de que os pés estejam limpos e secos antes da colocação do propé; Retire o propé da embalagem com as mãos limpas, evitando contato interno com a parte que ficará em contato com o calçado; Calce o propé cuidadosamente sobre o sapato, começando pela ponta do pé e ajustando até cobrir completamente a sola e laterais do calçado; Verifique se o elástico está firme ao redor do tornozelo, garantindo fixação adequada sem causar desconforto; Após o uso, remova puxando pela parte do calcanhar, evitando contato com a superfície externa contaminada; Descarte em local apropriado, conforme os protocolos de descarte de resíduos do ambiente (preferencialmente em lixo infectante ou comum, dependendo do uso).



GRAMATURA

ENTRE 20g/m² E 60g/m²

TAMANHO

PADRÃO OU PERSONALIZADO

Pro-H[®]

Endereço Rua Silvandır F chaves 208 GP 09
Lauro de Freitas - Ba

email: vendas@prohhospitalar.com

whatsapp: 71-3379-3988

www.pro-h.co

Pro-H[®]

FICHA TÉCNICA | PRODUTOS